

Nome Procedimento	Derivação Aorto-Biiliaca ou Aorto-Bifemoral (Oclusão, aneurisma, dissecação ou reconstrução por trauma)	
Descrição do procedimento	Realizada a interposição de uma prótese sintética que substitua o vaso doente/afetado, com possível necessidade de trombectomia/embolectomia de ramo	
CIDs do Procedimento	I70.0; I70.2; I70.8; I70.9; I71.0; I71.1, I71.2; I71.3; I71.4; I71.8; I71.9; I72.3; I73.1; I73.8; I74; I74.0; I74.1; I74.4; I74.5; I77.0; I77.1; I77.2; I77.3; I77.6; I79.0; I79.1; .	
Indicação	Doenças ateromatosas, inflamatórias, disgenesias, traumáticas que alteram a integridade da artéria, podendo ser estenoses ou oclusões, dilatações aneurismáticas e presença de fístulas ou roturas arteriais.	
Caráter da Indicação	Eletiva Sim	Urgência Sim
Contra-Indicação	Sem condições clínicas do tratamento	
Exames da Indicação	US Doppler, Tomografia, Ressonância ou Angiografia	
Códigos TUSS	Descrição	Código
	Aneurisma de aorta abdominal infra-renal	3.09.06.01-6
	Aneurisma de aorta abdominal supra-renal	3.09.06.02-4
	Aneurismas - outros	3.09.06.07-5
	Correção das dissecações da aorta	3.09.06.17-2
	Reoperação de aorta abdominal	3.09.06.39-3
	Ponte aorto-bifemoral	3.09.06.22-9
	Ponte aorto-biilíaca	3.09.06.23-7
	Aneurisma roto ou trombosado de aorta abdominal abaixo da artéria renal	30910013
	Aneurismas rotos ou trombosados de aorta abdominal acima da artéria renal	30910030
OPMEs	Descrição	Quantidade
	Prótese vascular bifurcada (Dacron ou PTFE)	1
	Cateter de embolectomia (Fogarty)	1 a 2
Internação Dias	UTI 1 a 3 dias	Quarto 2 a 7 dias
Anestesia	Sim X	Não
Equipamentos Especiais	Aparelho de autotransfusão (tipo cellsaver), cobertor/colchão térmico	
Resolutividade	Sobrevida 30 dias maior que 90% nos procedimentos eletivos	
Seguimento	Semestral se assintomático	
Rastreabilidade	Sim	
Comentários	Baixa necessidade de vigilância pós procedimento	